

제품명: PAH 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85151

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨 0.05% 보르나이트 50% 글세롤 함유한 TBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 52 kDa; Observed MW: 52 kDa

항원 정보


유전자명	PAH
다른 이름	Phe-4-monooxygenase
유전자 ID	5053.0
SwissProt ID	P00439
면역원	인간 PAH의 합성 펩타이드

배경

L-페닐알라닌의 수산화 반응을 촉매하는 효소를 생성한다.

연구 분야

이미지 데이터



PAH 항체를 사용하여 BT3, C6, 쥐 뇌 K562 세포 등에서 PAH의 위치를 분석하였다.