

**제품명: BIN1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe85352**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC,IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움, 0.05% 보르나티움, 50% 글리세롤, 1% BSA 용액에 저장된 형태
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC 1:50-1:200, IP 1:10-1:20
분자량	Calculated MW: 65 kDa; Observed MW: 45-80 kDa

## 항원 정보

유전자명	BIN1
다른 이름	BIN1; AMPHL; Myc box-dependent-interacting protein 1; Amphiphysin II; Amphiphysin-like protein; Box-dependent myc-interacting protein 1; Bridging integrator 1
유전자 ID	274.0
SwissProt ID	O00499
면역원	인간 BIN1 의 재조합 단백질

## 배경

이 유전자는 핵색질에 결합되어 이형염색체 중 하나 상에 있는 중의 체 단백질 특성을 가진 MYC 상호작용 단백질로 확인되었습니다. 중간에서 발하는 이형염색체 소체와 관련할 수 있으며 이 단백질은 인돌린과 결합할 수 있습니다. 근위 발하는 이형염색체로 발하는 이형염색체 핵에 국한하여 조직에 비조직 특이적 발현을 관찰합니다. 상위에서는 이 유전자 발현에 중추적인 역할을 한다.

는 것을 사합니다. 이 유전자 대체를 이상으로 인해 서로 다른 형을 암호화하는 10 개 이상의 변이가 생성됩니다. 중세 주에서 발견되는 변형인 스몰이 변이도 보고되었습니다.

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터

BIN1 항체를 사용하여 A549 세포 용출물에서 BIN1의 상위 단백질 분획을 수행합니다.

