

제품명: CD134/OX40L 수용체 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85394

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, IP
반응성	생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다 트루프, 0.05% 보오 단백질 및 50% 글리세롤 함유한 TBS 용액에 저장된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, IP 1:10-1:20
분자량	Calculated MW: 30 kDa; Observed MW: 45 kDa

항원 정보

유전자명	CD134/OX40L Receptor
다른 이름	OX40 antigen; OX40L receptor
유전자 ID	22163.0
SwissProt ID	P47741
면역원	마우스 CD134 재조합 단백질

배경

TNFSF4/OX40L/GP34 수용체 장 IT 세포면에 관하는 보조 자극 인자(유사체).

연구 분야

이미지 데이터

CD134/OX40L 수용체를 용해하여 마우스 장에서 CD134를 확인했습니다.

