

제품명: COG6 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85443

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB
반응성	인자 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다 트루프 0.05% 보오 단백질 및 50% 글리세롤 함유된 TBS 용액에 저장된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 73 kDa; Observed MW: 73 kDa

항원 정보


유전자명	COG6
다른 이름	COD2; SHNS; CDG2L
유전자 ID	57511.0
SwissProt ID	Q9Y2V7
면역원	인자 COG6의 합성 펩타이드

배경

정확한 클론 특성을 보장합니다

연구 분야

이미지 데이터



COG6 항을 사용하여 K562 및 3T3 세포에서 COG6의 위치를 분석을 수행했다.