

제품명: DAP1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85487

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보오단백질 및 50% 글리세롤 함유된 TBS 용액에 저장된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC 1:50-1:200, IP 1:10-1:20
분자량	Calculated MW: 11 kDa; Observed MW: 11 kDa

항원 정보

유전자명	DAP1
다른 이름	Death-associated protein 1; DAP-1
유전자 ID	1611.0
SwissProt ID	P51397
면역원	인간 DAP1의 항원 펩타이드


배경

자주 사용되는 조직은 인간과 쥐의 뇌, 근육, 피부, 혈액, 그리고 뼈에 존재한다.

연구 분야

자극성 세포멸

이미지 데이터



DAP1 항을 사용하여 MCF-7, C6, 3T3 세포 용출액에서 DAP1의 위치를 확인하는 실험 결과