

**제품명: DAPK2** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe85488**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨, 0.05% 보르나비질 및 50% 글리세롤 함유한 TBS 용액에 저장된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 43 kDa; Observed MW: 43 kDa

## 항원 정보

유전자명	DAPK2
다른 이름	DAPK2; Death-associated protein kinase 2; DAP kinase 2; DAP-kinase-related protein 1; DRP-1
유전자 ID	23604.0
SwissProt ID	Q9UIK4
면역원	인 DAPK2 의 항원 펩타이드

## 배경

칼슘 칼모듈린 의존성 키나제 2는 세포 생존, 세포 사멸 및 세포 운동을 위한 다양한 분자 신호 전달 경로에 관여한다. 세포 사멸에 대해, 형질 세포 생존에 의해 형질 세포 생존을 모두 조절한다. 형질 세포 사멸은 세포 사멸에 의해 조절되며, 제 2 형질 세포 생존은 세포 사멸에 의해 조절되는 것을 특징으로 한다. 이러한 매개체 역할을 하여, 형질 세포의 비정상적인 세포 사멸을 억제한다. 고립형에 대한 연구는 다음과 같다.

(PubMed:17347302). 세포의 및 크기를 조절하고 균형을 조절한다 (PubMed:24163421).

## 연구 분야

세포멸

## 이미지 데이터

