

**제품명: DAZAP1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe85491**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트류프, 0.05% 보르나이트, 50% 글세롤, 1% 헴온, TBS 용액에 저장된 형태
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:10-1:20
분자량	Calculated MW: 43 kDa; Observed MW: 43 kDa

## 항원 정보


유전자명	DAZAP1
다른 이름	Deleted in azoospermia-associated protein 1
유전자 ID	26528.0
SwissProt ID	Q96EP5
면역원	인간 DAZAP1 의 재조합 단백질

## 배경

DAZ 관련 단백질

## 연구 분야

## 이미지 데이터



DAZAP1 항를 사용하여 K562, C6, 3T3, HeLa 세포종에서 DAZAP1의 위치를 분석을 수행했다.