

제품명: FDPS 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85562

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC
반응성	인간, 햄스터
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움, 0.05% 보르나이트, 50% 글리세롤, 1% BSA 용액, 0.1% Triton X-100
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 48 kDa; Observed MW: 48 kDa

항원 정보

유전자명	FDPS
다른 이름	FPS; FPPS; POROK9
유전자 ID	2224.0
SwissProt ID	P14324
면역원	인간 FDPS의 합성 펩타이드


배경

아포라이피노스omal 리소좀 효소인 포로키닌 9 (FPPS)는 포로키닌 9 (FPP)의 생성을 촉매한다. FPP는 또한 단백질 합성 및 지방산 합성의 주요 전구체이다. 이 효소는 아포라이피노스omal 리소좀 효소인 포로키닌 9 (FPPS)의 생성을 촉매한다. FPP는 또한 단백질 합성 및 지방산 합성의 주요 전구체이다. 이 효소는 아포라이피노스omal 리소좀 효소인 포로키닌 9 (FPPS)의 생성을 촉매한다. FPP는 또한 단백질 합성 및 지방산 합성의 주요 전구체이다.


연구 분야

-

이미지 데이터



FDPS 항를 사용하여 CHO-K1 세포 용출액에서 FDPS 의 위치 단백질을 수행했다.



FDPS 항를 이용하여 피부 조직의 면역조직화학 분석을 위해 고온 조직의 균사체를 pH 6.0 용출액 사용했다.