

제품명: 폴리스타틴 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85576

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르나이트 50% 글리세롤 함유 TBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 38 kDa; Observed MW: 38 kDa

항원 정보


유전자명	Follistatin
다른 이름	Activin binding protein; Follistatin; FS; fst; Human follistatin gene
유전자 ID	10468.0
SwissProt ID	P19883
면역원	인 폴리스타틴 재조합 단백질

배경

액체에 직접 결합하여 면역침착을 용이하게 합니다. 뇌하수체 전엽 자극 호르몬(FSH)의 항상 및 분를 특이적으로 억제합니다.

연구 분야

이미지 데이터



폴리스타틴항체를 사용하여 뇌 용출액에서 폴리스타틴을 웨스턴 블롯 분석함.