

제품명: HOXB4 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85670

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다나블 0.05% 보르단필릿 50% 글세롤 함유한 TBS 용액에 저장된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, ICC 1:50-1:200, IP 1:10-1:20
분자량	Calculated MW: 28 kDa; Observed MW: 34 kDa

항원 정보

유전자명	HOXB4
다른 이름	HOXB4; HOX2F; Homeobox protein Hox-B4; Homeobox protein Hox-2.6; Homeobox protein Hox-2F
유전자 ID	3214.0
SwissProt ID	P17483
면역원	인간 HOXB4의 항원 펩타이드


배경

세포에서 유전자 발현을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 전사 인자

연구 분야

-

이미지 데이터



HOXB4 항체를 용해 K562 세포 용출액에서 HOXB4의 위치를 분석을 수행함



HOXB4 항체(녹색)와 DAPI(청색)를 용해 K562 세포에서 HOXB4를 면역세포 분석한 결과

