

제품명: MVP 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85814

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘기
적용	WB, IHC, ICC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움, 0.05% 보르나티움, 50% 글리세롤 함유된 TBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC 1:50-1:200
분자량	Calculated MW: 99 kDa; Observed MW: 110 kDa

항원 정보


유전자명	MVP
다른 이름	LRP; MVP; VAULT1
유전자 ID	9961.0
SwissProt ID	Q14764
면역원	인간 MVP의 합성 펩타이드

배경

정제된 단백질입니다. 불순물 함량이 낮아 단백질의 지체 없이 사용할 수 있는 중순 위구입니다. 불순물 함량이 낮아 단백질의 지체 없이 사용할 수 있습니다.

연구 분야

이미지 데이터



MVP 향를 용어 U87-MG 새 용에서 MVP 를 위 단 분 는 하 다