

**제품명: N4BP1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe85823**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르나트 50% 글세롤 함유한 TBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:10-1:20
분자량	Calculated MW: 99 kDa; Observed MW: 99 kDa

## 항원 정보


유전자명	N4BP1
다른 이름	C81621; AI481586
유전자 ID	80750.0
SwissProt ID	Q6A037
면역원	마우스 N4BP1 의 재조합 단백질

## 배경

신경면역조절 및 염증 조절에 관여하는 경한 사이토카인 생성 억제

## 연구 분야

## 이미지 데이터



N4BP1 항를 사용하여 K562 및 HeLa 세포 용출액에서 N4BP1의 위치단백분을 수형합니다.