

**제품명: Nova1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe85866**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트롬 0.05% 보르나이트 50% 글리세롤 함유한 TBS 용액에 저장된 형태
정제	친수성 정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 52 kDa; Observed MW: 52 kDa

## 항원 정보

유전자명	Nova1
다른 이름	Nova-1
유전자 ID	4857.0
SwissProt ID	P51513
면역원	인간 Nova1의 합성 펩타이드

## 배경

별다른 신경세포의 중추위 집합에 RNA 스플라이싱 또는 대를 조절할 수 있습니다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터

Nova1 항을 사용하여 쥐 폐 조직에서 Nova1의 위치를 분석을 수행했다

