

제품명: GABRA5 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86175

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다 트루프 0.5% 보오덴 질산염 50% 글리세롤 함유 PBS 용액 정제 형태
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	70 kD

항원 정보

유전자명	GABRA5
다른 이름	Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-5; GABA(A) receptor subunit alpha-5; GABRA5
유전자 ID	2558.0
SwissProt ID	P31644
면역원	인간 GABRA5 내 특정 시퀀스를 포함하는 KLH 접합 항원이다. 정확한 시퀀스는 제공되지 않습니다.


배경

GABRA5 에 대한 재조합 토끼 단클론 항체

연구 분야

-

이미지 데이터



293T(A), A549(B), K562(C) 및 MCF7(D) 전세포 용출물에 GABRA5 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석 (양성 밴드 크기: 52kD; 관찰된 밴드 크기: 70kD)