

제품명: SUN2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86176

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트루프 0.5% 보오덴질릿 50% 글리세롤 함유 PBS 용액 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	80 kD

항원 정보

유전자명	SUN2
다른 이름	FRIGG; KIAA0668; RAB5IP; UNC84B; SUN domain-containing protein 2; Protein unc-84 homolog B; Rab5-interacting protein; Rab5IP; Sad1/unc-84 protein-like 2; SUN2
유전자 ID	25777.0
SwissProt ID	Q9UH99
면역원	인간 SUN2 내위정열을 포함하는 KLH 접합항원이다. 정제시 열 안정합니다.


배경

SUN2 에 대한 재조합 토끼 단클론 항체

연구 분야

-

이미지 데이터



A549(A) 세포전체용 추출액(SUN2 발현에 대한 Western blot 분석) (상단 밴드 크기: 80kD; 하단 밴드 크기: 80kD)