

제품명: RGMA 토끼 단일클론항체

카탈로그 번호: AMRe86183

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치아음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨 0.5% 보오덴질릿 50% 글리세롤 함유 PBS 용액정단항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	37 kD

항원 정보

유전자명	RGMA
다른 이름	RGM; Repulsive guidance molecule A; RGM domain family member A;RGMA
유전자 ID	56963.0
SwissProt ID	Q96B86
면역원	인간 RGMA 내피세포항원 KLH 접합편이 정화사염분용액이다

배경

RGMA 에 대한 재조합토끼단클론항체

연구 분야

