

제품명: COPS4 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86193

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.5% 보오덴질릿 50% 글리세롤 함유 PBS 용액(정된항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	50 kD

항원 정보

유전자명	COPS4
다른 이름	CSN4; COP9 signalosome complex subunit 4; SGN4; Signalosome subunit 4; JAB1-containing signalosome subunit 4;COPS4
유전자 ID	51138.0
SwissProt ID	Q9BT78
면역원	인 COPS4 내의 특정 아민을 포함하는 KLH 접합항원이다. 정확한 아민은 불명이다.


배경

COPS4 에 대한 재조합토끼단클론항체

연구 분야

-

이미지 데이터



K562 (A) 전단용 효소 COPS4 발현에 대한 단백질 분석 (예시 밴드 크기: 46kD; 관측 밴드 크기: 50kD)