

제품명: TFR2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86194

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	표기
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.5% 보오덴질릿 50% 글리세롤 함유 PBS 용액(정단항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	100 kD

항원 정보


유전자명	TFR2
다른 이름	Transferrin receptor protein 2; Tfr2; TFR2
유전자 ID	7036.0
SwissProt ID	Q9UP52
면역원	인간 TFR2 내외장서열 포함 KLH 접합 단백질로 정제된 면역원입니다.

배경

TFR2 에 대한 재조합 토끼 단클론 항체

연구 분야

이미지 데이터



K562 (A) 세포전체용도에 TFR2 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석 (예시 밴드 크기: 88kD; 관찰된 밴드 크기: 100kD)