

제품명: SRD5A2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86200

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트류스 0.5% 보오덴질릿 50% 글리세롤 함유한 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	28 kD

항원 정보

유전자명	SRD5A2
다른 이름	3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase 2; 5 alpha-SR2; SR type 2; Steroid 5-alpha-reductase 2; S5AR 2; Type II 5-alpha reductase;SRD5A2
유전자 ID	6716.0
SwissProt ID	P31213
면역원	인 SRD5A2 내 특정 시퀀스를 포함하는 KLH 접합 단백질 정제 시퀀스 사용됨


배경

SRD5A2 에 대한 재조합토끼단클론항체

연구 분야

-

이미지 데이터



주간사포용물에서 SRD5A2 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석(A). (상 밴드 크기: 28kD; 관상 밴드 크기: 28kD)