

제품명: p63 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86214

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
속주	표기
적용	WB, IHC, ICC/IF, FC, IP
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	2.2mg/ml. 본 제품 농도는 재분배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스 글리콜(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:1000, ICC/IF 1:20-1:50, FC 1:200-1:500, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:77 kDa; Observed MW:77 kDa

항원 정보

유전자명	p63
다른 이름	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
유전자 ID	8626
SwissProt ID	Q9H3D4
면역원	인간 p63 의 재조합 단백질

배경

이 유전자는 p53 전 인자 계열 구성을 암호화한다. p53 계단별 가장 흔한 N-말단 활성 도메인 중 DNA 결합 도메인 및 올리고머화 도메인 포함이다. 유전자 대체 및 상 대립 대립형질 사용

로 연구가 특징인 다양한 약물을 암 치료에 사용하는 다양한 신약이 생체 내에서의 작용과 부작용을 이해하기 위해 전사체 분석 및 유전자 발현/전사체 조절 실험을 포함하여 다양한 DNA 손상 및 암 치료 후 생체 내에서의 약물 반응을 연구하는 것으로 시작합니다. 유전자 발현 분석, 유전자 발현 3 (EEC3), 유전자 발현 4 (SHFM4), 암 유전자 발현 3 (ADULT) 유전자 발현 (acro-dermato-ungual-lacrima-tooth) 관련 유전자 발현 유전자 발현 (RHS); 및 유전자 발현 8. [RefSeq 제 2016 년 8 월

연구 분야

이미지 데이터

A431 세포 추출물 p63 표지 단백질 (1:1000 희석)을 사용하여 단백질 분석했다.

