

**제품명: C17orf61** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe86231**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, FC, IP
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 재분배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스 글리콜 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명 일부는 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, FC 1:100-1:200, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:12 kDa; Observed MW:12 kDa

## 항원 정보

유전자명	C17orf61
다른 이름	C17orf61
유전자 ID	254863
SwissProt ID	Q8N2U0
면역원	인간 C17orf61 의 합성 펩타이드

## 배경

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터

