

제품명: Met(c-Met) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86342

연구용 전용

요약

| | |
|----------|---|
| 설명 | 재조합 토끼 단클론 항체 |
| 숙주 | 토끼 |
| 적용 | WB, IHC, ICC/IF, FC |
| 반응성 | 인간 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 수정치 없음 |
| 아이소타입 | IgG |
| 클론성 | 단클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 0.5mg/ml. 본 제품 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다. |
| Storage | Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오. |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | 50mM 트리스클로르산 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다. |
| 정제 | 천상정제 |

적용

| | |
|-------|--|
| 희석 비율 | WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:2000, ICC/IF 1:500-1:1000, FC 1:200-1:500 |
| 분자량 | Calculated MW: 156 kDa; Observed MW: 170, 140 kDa |

항원 정보

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 유전자명 | Met (c-Met) |
| 다른 이름 | HGFR; AUSA9; RCCP2; c-Met; DFNB97 |
| 유전자 ID | 4233 |
| SwissProt ID | P08581 |
| 면역원 | 인간 재조합 단백질 (c-Met) |

배경

이 유전자는 수컷 태반 키메라 단백질 계열 구성자 유전자 MET의 돌연변이 형태입니다. 암화 전 단계는 단백질 분해 과정을 거쳐 및 비스도 유분과 다른 항원 결합 부위를 형성합니다. 비스도 유분은 주로 M10 펩티드를 생성하여 폐암 증을 감시하는 것으로 알려져 있습니다. 리간드인 HGF와 결합은 수컷이 항체 활성을 유도하여 새로운 배발생 세

