

제품명: 빅글리칸 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86369

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수일 내 4°C 에서 보관하십시오. 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, FC 1:100-1:500
분자량	Calculated MW:42 kDa; Observed MW:42 kDa

항원 정보

유전자명	Biglycan
다른 이름	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A
유전자 ID	633
SwissProt ID	P21810
면역원	인간 빅글리칸 항원

배경

이 유전자는 성숙한 피부 대모낭(SLRP) 단백질의 구성을 암호화합니다. 이 유전자는 단백질 분해 과정을 거쳐서 단백질로 전환됩니다. 이 유전자는 뼈 상, 근육 및 지방 조직에서 발현을 조절하며, 또한 뼈의 발달 및 뼈의 성장을 조절할 수 있습니다. 또한 이 유전자는 인체의 다양한 조직 및 기관에서 발현을 조절할 수 있습니다. 이 유전자 관련 유전자 대립형질은 유전자 중립의 결과로 추정됩니다.

. [RefSeq 제공 2015 년 11 월

연구 분야

-

이미지 데이터

Mouse muscle

kDa

180 -

130 -

100 -

70 -

55 -

40 -

35 -

25 -

←

발관간 단백질 농도 1:1000 으로 하여 마우스 근육 조직 추출에 한하여 단백질 분석을 수행했다.