

제품명: PACAP 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86374

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:2000-1:20000, IP 1:10-1:100
분자량	Calculated MW:21 kDa; Observed MW:17 kDa

항원 정보

유전자명	PACAP
다른 이름	PACAP; pERp1; MEDA-7
유전자 ID	51237
SwissProt ID	Q8WU39
면역원	인간 PACAP의 항원 펩타이드

배경

면역글로블린 M(IgM) 중 및 경쇄 사슬에 IgM의 C1 및 C2를 촉진한다.

