

제품명: EEF2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86396

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수일분부터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW:95 kDa; Observed MW:95 kDa

항원 정보

유전자명	EEF2
다른 이름	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26
유전자 ID	1938
SwissProt ID	P13639
면역원	인간 EEF2의 합성 펩타이드

배경

이 유전자는 GTP 결합 효소인 아미노산 에틸 에스테라아제를 암호화합니다. 이 단백질은 단백질 합성에 필요한 아미노산의 운반체인 유로실로에 결합된 단백질의 GTP 의존적 에스테라아제 활성을 촉진합니다. 이 단백질은 EF-2 키아제에 의한 인산화에 의해 불활성화됩니다. [RefSeq 제본 2008 년 7 월]

연구 분야

-

이미지 데이터

HeLa
kDa
180 -
130 -
100 -
70 -
55 -
40 -
35 -
25 -

HeLa 세포 추출물에서 EEF2 표지 단백질 (1:1000 희석)을 사용하여 단백질을 분석했다.