

**제품명: SAA4** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe86572**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:100, FC 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:15 kDa; Observed MW:15 kDa

## 항원 정보

유전자명	SAA4
다른 이름	CSAA; C-SAA
유전자 ID	6291
SwissProt ID	P35542
면역원	인간 SAA4 의 항원입니다.

## 배경

주요 연구 응용

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터

Human plasma

인간 혈장 추출물을 SAA4 표준액(1:1000 희석)를 사용하여 분석하였다.

kDa  
180 -  
130 -  
100 -  
70 -  
55 -  
40 -  
35 -  
25 -

