

**제품명: Pbx3** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe86580**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 첨가됩니다. 수일분부터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000
분자량	Calculated MW:47 kDa; Observed MW:47 kDa

## 항원 정보

유전자명	Pbx3
다른 이름	Pre-B-cell leukemia transcription factor 3
유전자 ID	5090
SwissProt ID	P40426
면역원	인간 Pbx3의 합성 펩타이드


## 배경

5'-ATCAATCAA-3' 서열에 결합하는 전사 활성 인자

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터



Pbx3 항체 농도 1:1000 으로 하마 뇌 조직 추출액에 대한 실험을 수행했다.