

제품명: BCL-6 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86645

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	2.4mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:200-1:2000
분자량	Calculated MW:78 kDa; Observed MW:78 kDa

항원 정보

유전자명	BCL-6
다른 이름	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
유전자 ID	604
SwissProt ID	P41182
면역원	인간 BCL-6 재조합 단백질

배경

이 유전자에 의해 생성된 단백질은 인간 B 세포에서 인-말단 POZ 도메인을 포함하는 단백질-염색체 전역 상호작용하며, B 세포의 STAT 유전자 클러스터-4 변형 전사를 조절하는 것으로 알려져 있습니다. 단백질은 전사 보조 인자로 기능하는 인-말단 POZ 함유 단백질과 상호작용할 수 있습니다. 유전자 마성 대세포 림프종(DLCL)에 변형체 전 및 변형체는 크로마틴과 DLCL의 형성에 관할 가능성이 있습니다. 유전자

서는 새로운 단백질을 코딩하는 대체 스플라이싱 변이체가 발견되었습니다 [RefSeq 제2015년 8월]

연구 분야

-

이미지 데이터

Raji 세포 추출물 사용하여 BCL-6 항체를 1:1000으로 희석하여 Western blot 분석을 수행했다

