

제품명: Dab1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86673

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수일분부터 12개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	Calculated MW:64 kDa; Observed MW:80 kDa

항원 정보

유전자명	Dab1
다른 이름	scm; scr; yot; AI956902; scrambler; C630028C02Rik
유전자 ID	13131
SwissProt ID	P97318
면역원	인간 Dab1 의 항원 펩타이드


배경

신경발에 관여하는 티라신 SIAH1 활성 조절수 있다

연구 분야

-

이미지 데이터



Dab1 항체 농도 1:1000 으로 하이브리다이징을 위해 단백질을 수확했다.