

제품명: EAAT2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86785

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB, IHC, IP
반응성	쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르단질용액에 첨가됩니다. 수일분부터 12개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:2000, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:62 kDa; Observed MW:65 kDa

항원 정보

유전자명	EAAT2
다른 이름	GLT1; Eaat2; GLT-1; MGLT1; AI159670; 1700091C19Rik; 2900019G14Rik
유전자 ID	20511
SwissProt ID	P43006
면역원	마우스 EAAT2 의 항원 펩타이드

배경


나륨 의존적 고장 에탄올 수송체 L- 글루탐산 아미노 트랜스퍼라제 D- 아미노 트랜스퍼라제를 포함하여 (PubMed:7698742, PubMed:7557442, PubMed:9373176). 에탄올 분해와 함께 Na^{+} 이온과 함께 이온을 함께 수송하는 능력이 가능하며 K^{+} 이온을 수송한다. 에탄올 수송은 무연 염화물 이온을 매개하여 트리스산 Na^{+} 이온을 사용하여 촉진한다.

을 방합 (유상 에 한 실) 사 법 스 용 에 방 출 된 글 유 대 비 를 선 후 제 하 고 글 유 대 비 의 사 법 후 작 을 중 하 는 데 알 직 입 다 (PubMed:9180080).

연구 분야

-

이미지 데이터



EAAT2 보 기 단 분 량 1:3000 화 하 여 유 뇌 조 직 추출 에 대 한 이 단 분 륜 분 을 행 하 였 다