


호전(예민)인 Src 계열 키나아제 활성은 세포 기능을 향상시킨다. 또한 PTP는 AK 계열 키나아제에 의해 인산화는 호전(예민)의 조절이 가능하다. 이 유전자 대체를 이전 사례를 보았으며 이를 새로운 약을 개발한다. [RefSeq 제 2012년 6월]

연구 분야

-

이미지 데이터



Jurkat 세포 추출물 CD45 키나아제 (1:1000 희석)를 사용하여 단백질을 분석하였다.