

제품명: ACTL8 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86802

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, FC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 첨가됩니다. 수명일부 더 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, FC 1:100-1:200, IP 1:50-1:100
분자량	Calculated MW:41 kDa; Observed MW:41 kDa

항원 정보

유전자명	ACTL8
다른 이름	CT57
유전자 ID	81569
SwissProt ID	Q9H568
면역원	인간 ACTL8 의 합성 펩타이드


배경

-

연구 분야

-

이미지 데이터



HepG2 세포 추출물 ACTL8 항체 (1:1000 희석)를 사용하여 단백질 분석하였다.