

**제품명: FMO5** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe86809**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, IP
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 첨가됩니다. 수명일부 터 12개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:200-1:500, IP 1:50-1:100
분자량	Calculated MW:60 kDa; Observed MW:60 kDa

## 항원 정보

유전자명	FMO5
다른 이름	Dimethylaniline oxidase 5; Hepatic flavin-containing monooxygenase 5
유전자 ID	2330
SwissProt ID	P49326
면역원	인간 FMO5의 합성 펩타이드

## 배경


식약처 유한아미노산(TMA)의 대칭 N-산화 클론 항체 모음기 제작에 대해 안내는 유한 FMO3 항원 정보를 참조하십시오. TMA N-산화는 아미노산 생성 후 인돌아민을 생성합니다. 이 효소는 태아기에 발현되는 FMO1, 성인기에 발현되는 FMO2, 그리고 FMO3의 세 가지 형질로 존재하며, 이들은 1q23-q25 영역에 위치한 유전자에 의해 코딩되는 클론 항체

모육개체 NADPH 의존성 유로 틈 살제 및 유로에 존재하는 유한성 유전자 중의 산화 환원 효소를 측정한다. 대체 유전자에 의해 전사 인자 생성된다 [RefSeq 제공 2009 년 1 월]

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터



HepG2 세포 추출물 FMO5 보디 단백질 (1:1000 희석)을 사용하여 분석하였다.