

**제품명: NDRG1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe86895**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, IP
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로라이드(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:2000-1:10000, IHC 1:50-1:200, ICC/IF 1:100-1:200, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:43 kDa; Observed MW:43 kDa

## 항원 정보

유전자명	NDRG1
다른 이름	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1
유전자 ID	10397
SwissProt ID	Q92597
면역원	인간 NDRG1 의 항원 펩타이드

## 배경

이 유전자는 암과 비암 세포에서 수평적으로 N-myc 항원 전사체를 암호화합니다. 이 유전자는 DNA 손상 후 발현을 유도하는 세포 손상 및 회복에 관여하는 세포 단백질이다. 단백질은 p53 매개체

제형 및 세포 특성에 따라 이온 채널은 세포막 투과성 4D 항이온 채널 이온 채널은 여러 양에 대해 지시될 수 있다. 이온 채널은 여러 양을 갖는 대체물 이상 전압에 결합  
되는다. [RefSeq 저널 2012년 5월]

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터

kDa PC-3  
180 -  
130 -  
100 -  
70 -  
55 -  
40 -  
35 -  
25 -

NDRG1 표지 농도 1:1000 하에서 PC-3 세포 추출에 대한 단백질 분리를 수행했다.

