

**제품명: C2orf69** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe86916**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수명일부 터 12개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	Calculated MW:43 kDa; Observed MW:43 kDa

## 항원 정보

유전자명	C2orf69
다른 이름	UPF0565 protein C2orf69
유전자 ID	205327
SwissProt ID	Q8N8R5
면역원	인간 C2orf69 재조합 단백질


## 배경

UPF0565 단백질 C2orf69

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터



U937 세포 추출물 C2orf69 항체 (1:1000 희석)를 사용하여 Western blot 분석하였다.