



세포 내 단백질 소화를 나타낸다. TAF10 의'Lys-189' 잔를 단일 메틸하여 RNA 중합효소 II 에 대한 TAF10 의 친화성을 증가시킨다. p53/TP53 의'Lys-372' 잔를 단일 메틸하여 p53/TP53 을 안정화시키고 p53/TP53 매개 전사 활성을 증가시킨다.

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터

HeLa 및 PC-12 세포 추출물을 SET7 표지 단백질 농도 1:1000 희석을 사용하여 웨스턴 블롯 분석하였다.

