

제품명: Emi1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86965

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수명일부 터 12개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000
분자량	Calculated MW:50 kDa; Observed MW:57 kDa

항원 정보

유전자명	Emi1
다른 이름	EMI1; FBX5; Fbxo31
유전자 ID	26271
SwissProt ID	Q9UKT4
면역원	인간 Emi1 의 재조합 단백질

배경

이 유전자는 40 개 이상의 F-box 도메인을 포함하는 F-box 단백질 구성원입니다. F-box 단백질은 E3 복합체 구성에 관여하는 SCF(SKP1-cullin-F-box) 라 불리는 유비쿼틴 리가제 복합체에서 소위 중추를 구성합니다. F-box 단백질 WD-40 도메인을 포함하는 Fbw, 류 단백질은 Fbw, 그리고 다른 단백질은 F-box 도메인을 포함하여 사별한

모든 Fbx 의 세 가지 부류는 DNA 이온화 암화 단계를 Fbx 부류한다. 이 단계를 Cdc20 과 상호작용 후 촉진 함을 하는 유인 단백질인 세 포스 유인 억제체 1 (Emi1) 과 유한다. 세 포스 유인 억제체는 세 포스 억제제 억제한다. [RefSeq 제공 2008 년 12 월]

연구 분야

-

이미지 데이터

HeLa 및 293 세포 추출물 Emi1 보다는 1:1000 희석을 사용하여 분석했다

