

제품명: 전방 경사 2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86966

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, IHC, ICC/IF, FC
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1.9mg/ml. 본 제품 농도는 재분배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스-클로라이드(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르나산 용액에 담겨 제공됩니다. 수명 일부는 12개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:1000, ICC/IF 1:200-1:500, FC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW:20 kDa; Observed MW:18 kDa

항원 정보

유전자명	Anterior Gradient 2
다른 이름	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116
유전자 ID	10551
SwissProt ID	O95994
면역원	인간 전방 경사 2 의 재조합 단백질

배경

이 유전자는 소(ER) 단백질 합성 조절 인자(PDI) 계열 구성원을 암호화하며 단백질 단백질 접합 및 다른 항원 교환을 촉진합니다. 암화된 단백질 N-말단 ER 신호열 추적할 수 있는 것으로 보이며, 그리고 C-말단 ER 전류 열을 가지고 있습니다. 이 단백질은 세포 이동 관련 형질전이에 관여하며 p53 억제제입니다. ER 에워싸는 세포막에서 세포 내 공간 및 통수용에서 세포 내 공간과 단백질 무의

접합 등 및 조직에 대한 데이터는 염색장질 및 암진행과 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다 [RefSeq 제공 2017년 3월]

연구 분야

-

이미지 데이터

HeLa 세포 추출물을 Anterior Gradient 2 항 (1:1000 희석)을 사용하여 Western blot 분석하였다.

