

제품명: CAD 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe86979

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수명일부 터 12개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:200-1:500
분자량	Calculated MW:243 kDa; Observed MW:243 kDa

항원 정보

유전자명	CAD
다른 이름	CDG1Z; GATD4; EIEE50
유전자 ID	790
SwissProt ID	P27708
면역원	인간 CAD의 항원 펩타이드

배경

포유류의 증가는 과립단클론 항체 de novo 항원 발현이다. 이 유전자는 과립단항의 단계에서 처음 세 가지(카르복시말단항(CPS II), 아미노산 트랜스퍼라제, 디하이드로포테)의 효소 활성과 관련이 있는 단백질을 암호화한다. 이 단백질은 과립단항의 단백질 키나아제(MAPK) 신호 전달 경로의 일부이며, 이 MAPK 신호 전달 경로의 활성화가 과립단클론 항체 de novo 생성에 직접

적염색이 있을 사합다 대체 클라임통에 대한 아형염색하는 여러번에 개 생성된다 [RefSeq 제공 2015 년4 월

연구 분야

-

이미지 데이터

293 세포 추출물 CAD 표기 단량체(1:1000 희석)를 사용하여 Western blot 분석했다

