

제품명: 그라눌린 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87038

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1.9mg/ml. 본 제품 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명 일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:1000, IP 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 64 kDa; Observed MW: 64 kDa

항원 정보

유전자명	Granulin
다른 이름	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
유전자 ID	2896
SwissProt ID	P28799
면역원	인간 그라눌린 재조합 단백질

배경

그라눌린은 12 개 아미노산으로 구성된 그라눌린-1과 7.5 kDa의 비단일적 단백질로 구성된 분상당화 복합체입니다. 88kDa 크기의 전 단백질 그라눌린은 프로테올리틱 PC 세포에서 가장 흔하게 발견되며, 잘 알려진 그라눌린 생성 세포는 다양한 6kDa 펩티드로 잘 될 수 있습니다. 이러한 펩티드들은 그라눌린 A, 그라눌린 B, 그라눌린 C 등으로 명명됩니다.

- . 에틸렌 1 과 2 는 각각 과립 A 와 B 에 해당한다. 펩타이드인 한 형태의 과립 단백질 독서 분석을 조합한다. 그러나 과립 단백질 계열 구성에 따라 세포 상태에 한하여 측정되는 양자를 나타낼 수 없다.
- . 과립 계열 구성은 정상 발달 상처치유 및 종양 발생에 중요한 역할을 한다. [RefSeq 제공 2008 년 7 월]

연구 분야

-

이미지 데이터

293T 세포 추출물 1:1000 희석된 과립 코딩 단백질을 사용하여 웨스턴 블롯 분석을 수행했다.

