

제품명: Annexin A1/ANXA1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87135

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 첨가됩니다. 수용액 부피 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000
분자량	Calculated MW:39 kDa; Observed MW:39 kDa

항원 정보

유전자명	Annexin A1/ANXA1
다른 이름	ANX1; LPC1
유전자 ID	301
SwissProt ID	P04083
면역원	인간 Annexin A1/ANXA1 의 합성 펩타이드

배경

이 유전자는 인간 게놈의 1번 염색체 상에 위치하며, A2 클러스터의 구성원입니다. 이 유전자의 발현은 분화 과정에서 조절됩니다. [RefSeq 제 2014년 12월]

연구 분야

-

이미지 데이터

Annexin A1/ANXA1 표지 단백질 1:1000 희석하여 C2C12 세포 추출에 대한 단백질 분석을 수행했다.

