

제품명: 플렉신 A1 토끼 단클론 항체
카탈로그 번호: AMRe87234
연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로라이드(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, FC 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:211 kDa; Observed MW:211 kDa

항원 정보

유전자명	Plexin A1
다른 이름	NOV; NOVP; PLXN1; PLEXIN-A1
유전자 ID	5361
SwissProt ID	Q9UIW2
면역원	인간 플렉신 A1의 일부분입니다.

배경

SEMA3A, SEMA3C, SEMA3F 및 SEMA6D의 보조 수용체

연구 분야

-

이미지 데이터

K562 세포주를 사용하여 Plexin A1 항체를 1:1000으로 희석하여 웨스턴 블롯 분석을 수행했다.

