

제품명: TPPP 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87270

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수일 분량 타 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:100-1:200
분자량	Calculated MW:24 kDa; Observed MW:24 kDa

항원 정보

유전자명	TPPP
다른 이름	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
유전자 ID	11076
SwissProt ID	O94811
면역원	인간 TPPP 의 합성 펩타이드


배경

마블 수의 산을 촉진하며 발암에 중요한 역할을 하는 세포 신호 전달자 (PubMed:31522887)

연구 분야

-

이미지 데이터



SH-SY5Y 세포 추출물 TPPP 표지 단백질에 1:1000 희석을 사용하여 Western blot 분석하였다.