

제품명: SNAP29 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87483

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC/IF, FC, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수명일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, ICC/IF 1:100-1:200, FC 1:10-1:100, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:29 kDa; Observed MW:29 kDa

항원 정보

유전자명	SNAP29
다른 이름	CEDNIK; SNAP-29
유전자 ID	9342
SwissProt ID	O95721
면역원	인간 SNAP29 의항원입니다.

배경


이 유전자는 SNAP25 유전자 계열에 속하며 여러 막 수용체 관련 유전자를 암호화합니다. 이 유전자 계열의 다른 구성원인 SNAP23 과 SNAP25 는 선천 면역에 관여하는 소포 이동 및 막 융합을 매개하는 단백질을 암호화합니다. 유전자 암호화하는 단백질은 유사한 강하게 결합하며, 때때로 서로를 막기에 위함이다. 단백질은 다른 단백질에 결합하여 다양한 기능은 세포에서 사용에 존재한다. 유전자에 의해 코딩

리타일 유아가 있는 것으로 알려져 있습니다 [RefSeq 제공 2008 년 7 월]


연구 분야

-

이미지 데이터



HeLa 세포, 마우스 뇌 및 랫트 뇌 조직 추출물을 SNAP29 표지 단백질 (1:1000 희석)을 사용하여 Western blot 분석하였다.



AMRe87483 항체(녹색)와 DAPI(청색)를 사용하여 K562 세포를 면역형광 분석한 결과입니다.

