

제품명: CDX4 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87514

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수밀봉 타 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000
분자량	Calculated MW:31 kDa; Observed MW:40 kDa

항원 정보

유전자명	CDX4
다른 이름	CDX4
유전자 ID	1046
SwissProt ID	O14627
면역원	인간 Cdx4 의 합성 펩타이드


배경

이 유전자는 [GenBank](#)에 유전자 염기서열이 등록되어 있습니다. 이 단백질은 [NCBI](#)에서 [GenBank](#) 유전자 발현을 조사할 수 있습니다. [RefSeq 제 2012년 8월]

연구 분야

-

이미지 데이터



HepG2 세포 추출물 CDX4 항체 (1:1000 희석)를 사용하여 Western blot 분석하였다.