

제품명: 모노메틸-히스톤 H3(Lys36) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87553

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC/IF
반응성	인공 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품 농도는 제조 배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 제공됩니다. 수명 일부 터 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, ICC/IF 1:500-1:2000
분자량	Calculated MW:15 kDa; Observed MW:17 kDa

항원 정보

유전자명	MonoMethyl-Histone H3
다른 이름	H3/A; H3FA
유전자 ID	8350
SwissProt ID	P68431
면역원	인공 히스톤 H3 의 Lys36 주변 잔기에 해당하는 합성 펩타이드


배경

뉴클레오타이드 구성 요인 히스톤 DNA 를 감싸고 염색체 구조를 형성하며 DNA 를 정형화 시키는 세포 내 가장 큰 DNA 에 집합하는 것을 제한한다. 히스톤은 전 조립 DNA 복제 DNA 복제 및 염색체 정제에 중요한 역할을 한다. DNA 집합은 히스톤의 특이적인 변형 히스톤 코도도 항과 클러스터링을 통해 조절된다.

연구 분야

-

이미지 데이터



HeLa 및 3T3 세포 추출물을 사용하여 모메틸 히스톤 H3(Lys36) 항을 1:1000 희석하여 웨스턴 블롯 분석을 수행했다.