

제품명: 신택신 1A 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87650

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, FC, IP
반응성	양, 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로라이드 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르나산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명 일부 타 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:2000, ICC/IF 1:20-1:50, FC 1:200-1:500, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 33 kDa; Observed MW: 33 kDa

항원 정보

유전자명	Syntaxin 1A
다른 이름	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A
유전자 ID	6804, 20907, 116470
SwissProt ID	Q16623, O35526, P32851
면역원	양 신택신 1A 의 재조합 단백질

배경


이 유전자는 신택신 슈퍼클러스터를 구성합니다. 신택신은 세포-세포 간에 결합하는 데 관여하는 신경 특이 단백질입니다. 신택신은 하위 C-말단 및 도미인 SNARE [기능 NSF (N-아말라이드 및 구성원 단백질 부속 단백질 용액) 도미인 H3 도미인] 그리고 N-말단 조절 도미인 (Habc) 을 가지고 있습니다. 신택신은 중심적으로 세포-세포 간에 결합하며 C-말단 H3 도미인을 통한 이중 결합 및 결합체 형성 촉진합니다.

. 이 유전자들은 유전자 발현 및 발현 양상을 분석하는 데 사용될 수 있습니다. 이 유전자는 유전자 발현 양상을 분석하는 데 사용될 수 있습니다. [RefSeq 제공 2009년 9월]

연구 분야

-

이미지 데이터



Syntaxin 1A 표지 단백질 1:1000 희석에서 노이즈를 줄이기 위해 단백질 분리를 수행했다.