


PRKCZ), 항및류코트리딘유성키네이스(SGK1, SGK2 및SGK3), p21 활성화키네이스1(PAK1), 단백질키네이스PKN(PKN1 및PKN2) 등이 있습니다.


연구 분야

-

이미지 데이터



PDK1 항(1:1000 희석)을 사용하여 HeLa 세포에서 PDK1을 웨스턴 블롯으로 검출합니다.



HCT116 세포 추출물과 쥐 근육 조직 추출물을 AMRe87665 항(1:1000 희석)을 웨스턴 블롯 분석을 수행했다.