

제품명: 간 카르복실에스테라제 1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe87777

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,IP
반응성	간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤, 0.01% 아지다티움 및 0.05% 보르산질용액에 담겨 공급됩니다. 수명일부 타 12 개월 동안 안정합니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:50-1:200, ICC/IF 1:100-1:200, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW:63 kDa; Observed MW:63 kDa

항원 정보

유전자명	Liver Carboxylesterase 1
다른 이름	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1
유전자 ID	1066
SwissProt ID	P23141
면역원	간 카르복실에스테라제 1의 항원입니다.

배경


이 유전자는 카르복실에스테라제 1의 항원입니다. 이 단백질은 간의 주요 효소이며, 지방산의 가수분해에 관여합니다. 이 효소는 주로 간 조직에서 발현하며, 지방산의 가수분해에 관여합니다. 이 유전자의 돌연변이는 카르복실에스테라제 결핍을 유발합니다. 이 유전자는

가디언종단단백질은 암을 억제하는 세가지전사본이 밝혀졌습니다[RefSeq 제2010년6월]


연구 분야

-

이미지 데이터



U937 세포 추출물을 용액상에서 1시간 부양한 뒤, 1 μg/ml의 항체를 1:1000으로 희석하여 웨스턴 블롯 분석을 수행했다.



Caco2 세포 추출물을 AMRe87777을 1:2000으로 희석하여 웨스턴 블롯 분석했다.