

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón GATA6 (3H3)**Nº de Catálogo: AMM03431**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de azida sódica, pH 7,3.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 60 kDa; Observed MW: 60 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	GATA6
Nombres Alternativos	GATA6; Transcription factor GATA-6; GATA-binding factor 6
ID del Gen	2627
ID SwissProt	Q92908
Inmunógeno	-


Antecedentes

Se cree que es importante para regular la diferenciación terminal y/o la proliferación.

Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de GATA6 en lisados HeLa y 293 utilizando el anticuerpo GATA6.